

LAB-EX KFT.

LABORTECHNIKAI
ESZKÖZÖK KIS-, ÉS
NAGYKERESKEDELME

ALAPÍTVÁ: 1990



LAB-EX



HÍRLEVÉL

2012. ÉVI II. SZÁM

TARTALOM

SKYRAY KÉZI RÖNTGEN FOTOMÉTEREK 2. oldal

ÚJ!! WUFENG EXFORMMA HIBRID PREPARATÍV HPLC RENDSZER 3. oldal

PG INSTRUMENTS UV/Vis FOTOMÉTEREK 4. oldal

ÚJ!! CENTURION SCIENTIFIC (GB) AKCIÓS CENTRIFUGÁK 5. oldal

ÚJ!! LAB-KITS MIKROSZKÓPOK HIHETETLEN ÁRON 6. oldal

LTE AUTOKLÁVOK 7. oldal

ÚJ!! ADVANCED ANALYTICAL FRAGMENT ANALYZER 8. oldal

GONOTEC OZMOMÉTEREK 9. oldal

AIJIREN VIALS – MINTATARTÓ ÜVEGEK A LEGJOBB ÁRON 10. oldal

SCIOGEX PIPETTA AKCIÓ 11. oldal

RENDKÍVÜLI AKCIÓ, NYEREMÉNYJÁTÉK Hátlap

ELŐZŐ SZÁMUNK NYERTESEI:

*Polyákovics Zsuzsanna – KDVKTVF; Németh Imre – MOL KTD; Tóth Éva – RICHTER Kémia I.;
Malov Xénia – Semmelweis Egyetem; Akác Andrea – KDVKTVF;
Rózsa Margit – Veszprémi ÁNTSZ; Dr. Fenyvesi Hajnalka – BM KH NSZSZ; Hofer Ádám – OKI;
Horváth Márta – Soproni Vízmű; Kaulics Nikoletta – NANOCENTER Kft.
NYEREMÉNYÜK 1 DB LÉZERGRAVÍROZOTT LAB-EX PENDRIVE*

**A HÍRLEVÉL BEN FELTÜNTETETT ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK,
ÉS A DEVIZAÁRFOLYAMOK FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHATNAK!**



LAB-EX LABORKERESKEDELMI KFT.
1119 BUDAPEST, HADAK ÚTJA 41.
TEL.: 206-2455; WWW.LABEX.HU





SKYRAY Genius XRF Kézi röntgen spektrométerek



Genius 3000 XRF

Veszélyes elemek kimutatása műanyagokban, játékokban, elektronikai eszközökben, alkatrészekben, ruházati cikkekben, játékokban, ékszerekben, csomagolóanyagokban, RoHS teszt.



Genius 7000 XRF

Ásványok vizsgálatához. Kőzetek, ércek, ásványi koncentrációk, könnyű elemek azonnali, nagy pontosságú kimutatása. Helyszíni analízis bányászati feltárásoknál, egyéb applikációk.



Genius 5000 XRF

Acél, és ötvözet analizátor. Króm, Molibdén, Nikkel, Kobalt, Titán, Réz, rozsdamentes acél, hőálló ötvözetek, bronz, Wolfram stb.



Genius 9000 XRF

Talajok nehézfém analíziséhez. Szennyezések elemzése, salakok, kőzetek, föld, sár, por gyors helyszíni vizsgálata.

**Próbálja ki!
Most házhoz visszük!**

ÁR:

**4.490.000,-
HUF+ÁFA**

Valamennyi készülék rendelkezik SDD detektorral, beépített GPS és Wi-Fi rendszerrel, HD kamerával, LCD 640*480 érintőkijelzős PDA egységgel, opcionális Hélium öblítéssel.

Érdeklődjön munkatársunknál: szilagyi.gabor@labex.hu +36-30-523-2229



Exformma Technologies

Hibrid prepHPLC a Wufengtől !



**Ajándék 5 μ m-es
100x21,2mm-es
Preparatív oszlop**

Specifikáció:

- Félpreparatív nagynyomású **gradiens** pumparendszer (50ml/perc@200bar áramlási sebesség)
- **UV-Vis Detektor** 7ul-es átfolyócellával
- EX1600WSE **szoftver**
- Injektor port
- Gradiens keverő
- **Vezérlő PC + Monitor**

6.499.000 HUF+ÁFA

Tekintse meg teljes választékunkat: www.labex.hu

Érdeklődjön munkatársunknál: szilagyi.gabor@labex.hu +36-30-523-2229



Az angliai székhelyű (Wibtoft, Leicestershire) PG Instruments Ltd. 1997 óta foglalkozik precíziós analitikai műszergyártással. Érdekeltsége kiterjed Európára, Ázsiára és a Közel-Keletre. Világszerte 900 embert foglalkoztat. Termékeik hivatalos forgalmazója 2011 óta a LAB-EX Kft.

Tekintse meg ízelítőnket kínálatukból!!!



T60V/T60U

Osztott sugaras kompakt spektrofotométer. Fix 2nm-es spektrális sávszélesség, széleskörű felhasználás, kódolt programkártyák, opcionális UVWin software.

ÁR: 799.000,-HUF+ÁFA - tól



T80/T80+

Dupla sugaras nagyteljesítményű spektrofotométer. Fix 2nm-es, vagy 4 fokozatú (0,5; 1, 2, 5nm) állítható spektrális sávszélesség, 0,3 nm hullámhossz pontosság, opcionális UVWin software.

ÁR: 1.190.000,-HUF+ÁFA - tól



T92+

Dupla sugaras nagyteljesítményű spektrofotométer. 0,1-5nm között állítható spektrális sávszélesség, automatikus hullámhossz korrekció, széria UVWin software.

ÁR: 1.890.000,-HUF+ÁFA - tól



C30/C30M

Hordozható spektrofotométer 380-800 nm spektrális tartomány, Sony CCD detektor, száloptikás külső mérőszonda, opcionális mikroprinter

ÁR: 1.090.000,-HUF+ÁFA - tól

ÚJDONSÁG!

Kérje részletes tájékoztatónkat! www.labex.hu

Érdeklődjön munkatársunknál: szilagyi.gabor@labex.hu +36-30-523-2229



K sorozatú centrifugák és tartozékai normál és hűtött változatban 499.000-Ft+áfától

A fenti ár a K2015-ös(500-15000rpm) készülék BRK5424-es rotorral(24x1,5/2,2ml) leszállítva, üzembehelyezve és betanítva értendő



LCD kijelző
Érintő képernyős vezérlés
Jellemző műszaki paraméterei
Rotorok max 4x750ml-ig
Max 15.000rpm-ig
10 gyorsítási és 10 lassítási beállítás
108 program memória
Rotor felismerés
Időzítő 0-9999 perc vagy folyamatos
Rövid idejű fugalás 90 másodpercig
RPM vagy RCF megjelenítés
Zajsztint < 60 dB
Minden rotor sterilizálható 120°C-on




**Bevezetési akció
július 31-ig**

További részletekről érdeklődjön a
bende.zsolt@labex.hu
E-mail címen





BM-YY-300E típusú trinokuláris, biológiai oktatási célú mikroszkóp ccd kamerával és szoftverrel



219.000-Ft+áfa

4x, 10x, 40x és 100x nagyítás

0-40°C között és 85%-os páratartalomig ajánlott használni

Hardver igénye: USB 2.0 aljzat, Intel P4, 512MB szabad adatmemória, Felbontás minimum: 1024*768
Legalább Windows 2000 vagy XP operációs rendszer és DirectX 9.0 illetve CD meghajtó



SM-XYH-2A típusú sztereó mikroszkóp

Strapabíró képessége miatt kiválóan használható oktatási célokra is.
0.65-4.5X nagyítás

255.000-Ft+áfa

További részletekről érdeklődjön a
bende.zsolt@labex.hu
E-mail címen



Touchclave - PL Autokláv 326-10.000 literes űrtartalommal

Az SCF21MP típus most rendkívül kedvező áron elérhető autokláv, mely széles körű felhasználást tesz lehetővé.

Megfelel a következő direktíváknak: BS3970, BS2646, EN46001 és HTM2010-nak

Előnyei közé sorolhatók:

- 6980mm x 800mm kamramérettel készül
- a kamrák 316L rozsdamentes acélból készülnek
- köpenykamrásak
- késleltetett indítás funkcióval
- vészeállítási lehetőség
- Érintőképernyős vezérlés
- belső adatrögzítés



Touchclave - PL Autoklávok érintőképernyőjén megjelenő információk



2012 ÁPRILIS 30-TÓL JÚLIUS 31-IG **15%**
ENGEDMÉNYT BIZTOSÍTUNK AZ SFC21MP
KÉSZÜLÉK ÁRÁBÓL
60.000,-GBP+áfa összegtől kaphatóak

További készülékek az LTE-től

40,60,120 és 160 literes autoklávok



23 literes vertikális
autokláv



150, 200, 300, 360
450 liters autoklávok



150, 200, 300, 360 és 450 literes
autoklávok





További részletekről
érdeklődjön a
bende.zsolt@labex.hu
E-mail címen

ÚJDONSÁG!!

Érdeklődjön munkatársunknál:
kocsi.tamas@labex.hu
+36-30-259-7977

Kapilláris Elektroforézis (CE) készülék

Fragment Analyzer™



Puffer tároló

Puffer tároló

Marker tároló

Minta tároló (3)

DNS
RNS
NGS

Mennyiségi és
méretbeli
meghatározása

A párhuzamos kapilláris elektroforézis technológia lehetővé teszi az egyidejű online **DNS** és **RNS** analitikai szeparációt a LED fluoreszcens érzékelővel.

A készülék tulajdonságai:

- automata rendszer

- a tároló tálcák automatikus mozgatása
- gél feltöltése és a kapillárisok kondicionálása
- minta és marker injektálás
- elektroforézis

- több csatornás kapilláris rendszer

- 12 vagy 96 kapilláris használata
- könnyen cserélhető rövidebb vagy hosszabb kapilláris a gyorsabb szeparációs idő, vagy a nagyobb felbontás érdekében

érdekében

- 12 vagy 96 minta egyidejű detektálása

KRIOSZKÓPIKUS OZMOMÉTER




OSMOMAT 30

Alkalmas az összes ozmolitás mérésére vizes oldatokban
Automatikus kalibrálás gombnyomásra
1 perces mérési idők
Kis mintaigény: 50µl
1 mOsmol / kg felbontás
Opció: RS232, beépített nyomtató

Mérési elv:

A tiszta víz és a vizes oldat fagyáspontjának összehasonlítása
A víz fagyáspontja 0°C, az 1 Osmol/kg sókoncentrációjú oldat fagyáspontja -1.858 °C.



Alkalmazási területek:

- Általános orvoslás
- Urológia
- Törvényszéki orvoslás
- Haemodialízis
- Állatgyógyászat
- Elektron mikroszkópia
- Gyógyszerkutató
- In-vitro megtermékenyítés
- Élelmiszer ellenőrzés
- Táptalaj ellenőrzés

További ozmométerek



OSMOMAT 010
Krioszkópius
ozmométer



OSMOMAT 050
Kolloid
ozmométer



OSMOMAT 070
Gőznyomás
elvű
ozmométer



OSMOMAT 090
Membrán
ozmométer



OSMOMAT
auto
Automatizált
ozmométer



Érdeklődjön munkatársunknál:
kocsi.tamas@labex.hu
+36-30-259-7977

Aijiren Vials: Mintatartó üvegek minden feladathoz !



HeadSpace Üvegek



20ml csavaros HS üveg
Kat.sz.: VA201

56,15 HUF+ÁFA



20ml rászorítós (crimp) HS üveg
Kat.sz.: VH2013

58,43 HUF+ÁFA

Rászorítós (Crimp) és Csavaros kupak szeptummal



Menetes mágnesezhető kupak
Szilikon/PTFE szeptummal
Kat.sz.: SACA001

66,38 HUF+ÁFA



Rászorítós alumínium kupak
Szilikon/PTFE szeptummal
Kat.sz.: SC201201

45,76 HUF+ÁFA

Tekintse meg teljes választékunkat: www.labex.hu

Pipetta AKCIÓ

Automata MicroPette mikroliter pipetták széles választékban

Katalógusszám	Térfogat [µl]	Osztás [µl]	Nettó Ár*, Ft/db
712111010000	0.1-2.5	0,05	26 500
712111040000	0.5-10	0,1	26 500
712111050000	2-20	0,5	26 500
712111060000	5-50	0,5	26 500
712111080000	10-100	1	26 500
712111090000	20-200	1	26 500
712111100000	50-200	1	26 500
712111140000	100-1000	5	26 500
712111160000	200-1000	5	26 500
712111170000	1000-5000	50	26 500

Válasszon a kedvezményes csomagok közül!

1. csomag

- 2 db MicroPette állítható mikroliter pipetta
- 1 db pipettaállvány
- 1000 db pipettahegy

Akciós ára: 56 000*, -+ÁFA

3. csomag

- 4 db MicroPette állítható mikroliter pipetta
- 1 db pipettaállvány
- 3000 db pipettahegy

Akciós ára: 96 000*, -+ÁFA



2. csomag

- 3 db MicroPette állítható mikroliter pipetta
- 1 db pipettaállvány
- 2000 db pipettahegy

Akciós ára: 75 900*, -+ÁFA

4. csomag

- 5 db MicroPette állítható mikroliter pipetta
- 1 db pipettaállvány
- 4000 db pipettahegy

Akciós ára: 115 000*, -+ÁFA

Állítsa össze akciós pipetta csomagját Ön!

Katalógusszám	Megnevezés	Térfogat	Nettó Ár
712112040000	8 csatornás pipetta	0.5-10µl	79 500
712112060000	8 csatornás pipetta	5-50µl	79 500
712112120000	8 csatornás pipetta	50-300µl	79 500
712113040000	12 csatornás pipetta	0.5-10µl	84 500
712113060000	12 csatornás pipetta	5-50µl	84 500
712113120000	12 csatornás pipetta	50-300µl	84 500
712121180000	Egycsatornás, Fix	5µl	23 000
712121190000	Egycsatornás, Fix	10µl	23 000
712121200000	Egycsatornás, Fix	20µl	23 000
712121210000	Egycsatornás, Fix	25µl	23 000
712121220000	Egycsatornás, Fix	50µl	23 000
712121230000	Egycsatornás, Fix	100µl	23 000
712121240000	Egycsatornás, Fix	200µl	23 000
712121250000	Egycsatornás, Fix	250µl	23 000
712121260000	Egycsatornás, Fix	500µl	23 000
712121270000	Egycsatornás, Fix	1000µl	23 000
712121280000	Egycsatornás, Fix	2000µl	23 000
712121290000	Egycsatornás, Fix	5000µl	23 000
712111010000	Egycsatornás, Allítható	0.1-2.5µl	26 500
712111040000	Egycsatornás, Allítható	0.5-10µl	26 500
712111050000	Egycsatornás, Allítható	2-20µl	26 500
712111060000	Egycsatornás, Allítható	5-50µl	26 500
712111080000	Egycsatornás, Allítható	10-100µl	26 500
712111090000	Egycsatornás, Allítható	20-200µl	26 500
712111100000	Egycsatornás, Allítható	50-200µl	26 500
712111140000	Egycsatornás, Allítható	100-1000µl	26 500
712111160000	Egycsatornás, Allítható	200-1000µl	26 500
712111170000	Egycsatornás, Allítható	1000-5000µl	26 500

5. csomag

- Válasszon tetszés szerint 2-5 db pipettát
- **Mennyiségi kedvezmény: 2 db - 10%**
- 3 db - 15%**
- 4 db - 20%**
- 5 db - 25%**
- 1 db pipettaállványt ajándékba adunk

A pipetták elérhetők **autoklávazható** kivitelben is.

Az akcióról többet megtudhat a honlapunkon!
www.labex.hu

A pipettákhoz tartozó pipettahegyek áráról érdeklődjön kollégáinknál. Vagy az alábbi elérhetőségen:
Kocsi Tamás
tamas.kocsi@labex.hu
+36-30-259-7977

Az akció 2012. június 30-ig érvényes

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!!!

East-West AAS 7023

Kombinált atomabszorpciós spektrométer, láng, grafit és hidrid technológiákkal.

Egyszerűen kezelhető operációs szoftverrel, automata mintaadagolókkal.



ÁR:
5.990.000,-HUF
+ÁFA

MOST INGYENES, KOCKÁZATMENTES 1 HÓNAPOS TESZTÜZEM LEHETŐSÉG!

JÁTSSZON VELÜNK!!!

FEJTSE MEG A KERESZTREJTVÉNYT, ÉS AZ EREDMÉNYT **2012-06-15-ig** KÜLDJE EL NEKÜNK ELÉRHETŐSÉGEIVEL A **labex@labex.hu** CÍMRE! A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT PENDRIVE ADATHORDOZÓKAT SORSOLUNK KI. A NYERTESEKET KÖZVETLENÜL ÉRTESÍTJÜK!
A TELJES LISTA CÉGÜNK HONLAPJÁN LESZ ELÉRHETŐ. **SORSOLÁS: 2012-06-29-én**

VALÓ	MEGFEJTÉS 1 RÉSZÉ	L	HUSÁNG	VIZ-TELENÍTŐ JÓD VEGYJELE	HANG-ZAVAR TONHAL KÖZEPEI	AFRIKAI ORSZÁG VEGY-KONYHA	ÁRAM- FEJLESZTŐ URÁN	LABORATORIUMI EDÉNY	PARTIZÁN NORVÉGIA AUTOJELE	JUTTASD!
LÉG-NYOMÁS-VÁLTOZÁS MÉRTÉKE	SUGÁR JELE									
MAGAS KAMATRA KÖLCSÖNT ADO	BŐR, OXIGÉN VÍZPARTI NÖVÉNY		DÉL-AMERIKAI ORSZÁG DÁTUMRAG					PORTUGÁL AUTOJEL	RÁDIO EGYNEMŰI! HÖLGY	
					LÉTEZIK NAGY LEVELŐ NÖVÉNY			NŐI NÉV IKSZI		
DRÁMAÍRÓ (HENRIK)	MEGFEJTÉS 2. RÉSZÉ SÍPBA FÜTYÜL	R								!
				CSERE-BOGAR LÁRVÁJA				MÚLT IDŐ JELE KIS VILMOS	LITER ÉTEL-IZESÍTŐ	LÁNGRA GYÜL
SPANYOL AUTOJEL	NÉMÁS SÜG! HAMIS			OPERA KEZDETE! KICSI		RÁSIMIT BUDAPEST FILM ACADEMY				
PÁRATLANUL LEFŐZI! ELLEN-HATÁS			EGYESÜLET FORRÓ ÜDVÖZLÉS			MAGATOK PASAS (ARGÓ)		GÖL KÖZEPEI AMPER	OXIGÉN VEGYJELE AZ ÖT TŐ EGYIKE	
					CSŐ ALAKÚ KIS ÜVEG-EDÉNY IGÉNYEL				KUTYA	
AZONQS SZÍNŰ LÁFOK A PÓKERBEN				EHE TŐ VIRÁGŰ CSERJE A MÉLYBE				CSOKI-FAJTA	RUBIDIUM VEGYJELE EMELI	
VÍZBEN TEMPOZÓ ÉJSZAKA			NEDV VANÁDIUM VEGYJELE		KÉN VEGYJELE MAGYAR AUTOJEL		VEGYTAN THAIFÖLD AUTOJELE			
	EG G E	Ö								

FORRÁS: www.keresztrejtvény-reklam.hu