



LAB-EX

Hírlevél

Laboreszköz 2011. I. szám

Tartalom

Mosogatógépek	2. oldal
Autoklávok	3. oldal
Frakciószedők	4. oldal
Ultramélyhűtők – vákuumszigeteléssel	5. oldal
Ultramélyhűtők – hagyományos szigeteléssel	6. oldal
Centrifugák	7. oldal
POL-EKO AKCIÓK	8. oldal
Termosztát szekrények	8. oldal
Szárítószekrények	10-11. oldal
Mérleg akciók	12. oldal
Vákuum pumpák, gázégők	15. oldal
Dewar edények	16. oldal
ANALITIKA	
Bemutatkozik a TELEDYNE LEEMAN LABS	17-19. oldal
AKCIÓ, Hirdetés	20. oldal



LAB-EX Kft.
H-1119 Budapest, Hadak útja 41.
Telefon: (36-1)206-2455 Fax: (36-1)206-2451
Email: labex@labex.hu Web: www.labex.hu

LAB-EX



LAB-EX

Hírlevél

Laboreszköz 2011. I. szám

Mosogatógépek

tuttnauer

Revo 100


Tudjon meg többet
www.labex.hu



TIVA 500 és 600




TIVA 650-700




Tiva 650 - Single Door

Tiva 700 - Double Door



Újdonság! TIVA 750-800

LAVA 50



Tiva 750 - Single Door

Tiva 800 - Double Door



tuttnauer

Sterilization & Infection Control Products

2. oldal

Telefon: 206-2455

Fax: 206-2451

E-mail: bende.zsolt@labex.hu

www.labex.hu

Autoklávok

64 /85 Liter chamber Models



19 / 23 Liter Chamber Models

Félautomata autoklávok
19, 23, 34, 64, 85 literes
változatban

34 Liter Chamber Models



7.5 Liter Chamber Models

tuttnauer

Tudjon meg többet
www.labex.hu



Automata autoklávok

7.5, 19, 23, 64, 85 literes
változatban



34 Liter Chamber Models



7.5 Liter Chamber Models


64/85 Liter Chamber Models



19/23 Liter Chamber Models

3870HSG CLASS B
85 literes változatban

5075HSG CLASS B
160 literes változatban



tuttnauer
 Sterilization & Infection Control Products

Ismét előtérben a TELEDYNE ISCO Foxy R1 és Foxy R2 Frakciószedői

Foxy R1: 68-3870-010 (a Foxy Jr frakciószedők utóda)

Foxy R2: 68-2130-006 (a Foxy 200-as frakciószedők utóda)



Foxy R1: 4.600,-USD+áfa-tól
Foxy R2: 6.400,- USD+áfa-tól

Tudjon meg többet
www.labex.hu

Új Foxy rack-ek!

- A Foxy R1 és a Foxy R2 új rack-ekkel kerül legyártásra, világosabb színnel és RFID(rádiófrekvenciás azonosító)-val (az R2 esetében).
- A Foxy R1 és a Foxy R2 magában foglalja alapkivitelben a rack-et, melyet árváltoztatás nélkül több más fajtára cserélhet.
- Az alap rack 13mm-es kémcsövekhez való.
- Egyéb nem szokványos rack-et, pl. prep. rack-ek igény szerint kérhetők.

Műszaki jellemzők:

- o Könnyű, de nagyon masszív alumínium szerkezet
- o Gyorsabb kémcsőváltási idő
- o Gyakorlatilag zéró a folyadékmennyiség a cseppformáló és a váltószelep között
- o A váltószelep a GLP követelményeknek megfelel
- o Egyszerű érintőképernyős kezelőfelület
- o A Foxy R2-höz tartozó új rack már képes kezelni a 96-os plate-eket, mely gyors és pontos működtetést tesz lehetővé
- o Az áramlási sebesség 100 ml/perc. A közeljövőben a Foxy R2 típusok esetében az áramlási sebesség 1000 ml/illetve 5000 ml/percre lesz növelve.

Rack-ek és kábelek:

- Új katalógusszámot kapnak a kábelek és új rack-ek, de a régi Foxy készülékek rack-jei természetesen használhatóak az új készülékkel annyi különbséggel, hogy az RFID azonosításra nem lesz alkalmas.



Ultramélyhűtők-VIP

NEW BRUNSWICK -86°C ultra-alacsony hőmérsékletű hűtők

Szigetelés

• A vákuum szigetelő technológiát (VIP) a hagyományos poliuretánnal kombinálta a gyártó. Csökkent a falvastagság így jelentősen megnőtt a belső tér a külső méretek változása nélkül

Egyedi ismérvei: mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően, javult a kompresszor hatékonysága, csökkent az energiafogyasztása és a hőmérséklet visszaállási ideje az ajtónyitást követően. Különálló belső rekeszek segítik a gazdaságos és hatékony mintatárolást

Kijelzés és vezérlés: Könnyen leolvasható LED kijelző, SMART Plus vezérlő tájékoztat az esetleges hibákról, riasztási kódokról illetve a részletes rendszer információkról

Előnyös tulajdonságai: fűtött levegőkeringtetés megakadályozza a vákuumképződést, továbbá kulccsal zárható zár, felhasználó által megadható jelszó és a rozsdamentes acél belső teszi még attraktívabbá a készülécsaládot. A tartozékok széles skálája áll a felhasználók rendelkezésére.

Típusok és árak:

Innova® U101
101 literes



5.300,-EUR-tól

Innova® U725
725 literes

9.400,-EUR-tól



Innova® U360
360 literes



8.000,-EUR-tól

Innova® U725-G
725literes
energiatakarékos

10.200,-EUR-tól



Innova® U535
535 literes



8.200,-EUR-tól

Innova® C585
585 literes

8.500,-EUR-tól



Innova® C760
760 literes

8.500,-EUR-tól



Tudjon meg többet
www.labex.hu

Ultramélyhűtők-Premium

NEW BRUNSWICK -86°C ultra-alacsony hőmérsékletű hűtők

Szigetelés

- Konvencionális poliuretán hab szigeteléssel

Kijelzés és vezérlés: Könnyen leolvasható LED kijelző, SMART Plus vezérlő tájékoztat az esetleges hibákról, riasztási kódokról illetve a részletes rendszer információkról

Előnyös tulajdonságai: fűtött levegőkeringtetés megakadályozza a vákuumképződést, továbbá kulccsal zárható zár, felhasználó által megadható jelszó és a rozsdamentes acél belső teszi még attraktívabbá a készülékcsaládot. A tartozékok széles skálája áll a felhasználók rendelkezésére.

Típusok és árak:

Premium U410
410 literes



6.600,-EUR-tól

Premium C340
340 literes



6.100,-EUR-tól

Premium U570
570 literes



7.600,-EUR-tól

Premium C660
660 literes



8.100,-EUR-tól

Premium
U570-G
570 literes
energiatakaréko



8.300,-EUR-tól

Tartozékok, kiegészítők:

CO2/LN2 Back-up



1.100,-EUR-tól

7-napos regiszter



850,-EUR-tól


Tudjon meg többet
www.labex.hu



New Brunswick

Herolab

GYÁRTMÁNYÚ ASZTALI ÉS ÁLLÓ CENTRIFUGÁK AKCIÓS ÁRON !




UniCen MR

HŰTHETŐ



Rotorok nagy választékkal

UniCen MR



NEM HŰTHETŐ



Tudjon meg többet
www.labex.hu



Mikroprocesszoros vezérlés, 20 programhely, max.18.000 rpm, max. 4x200ml, min.24xmikro-haematokrit csövek



MultiCen[®] TM + TMR



MicroCen16

HiCen T

MultiCen TM



HiCen F

HiCen 18



HiCen 21C



HiCen 21C



HiCen XL

HiCen 21C

15% kedvezmény

minden POL-EKO gyártmányú berendezésre

Termosztát szekrények

- BOD meghatározásra
- Mikrobiológiai kutatásokra
- Növénytermesztésre és mikroorganizmusok tenyésztésére
- Infúzió folyadék és fiziológiás oldatok tárolására



Szárítószekrények

- Hőellenállás vizsgálatokra építő anyagoknál, elektronikai és elektrotechnikai alkatrészeknél
- Anyagok megfigyelésére magas hőmérsékleten
- Laboratóriumi üvegeszközök szárítására

Laboratóriumi fagyasztók

- Biológiai anyagok és egyéb minták hosszú távú tárolására
- Fagy ellenállás vizsgálatára építőanyagoknál (beton, fa)
- Minták lefagyasztására



Sterilizátorok

- Laboratóriumi üvegeszközök sterilizálására
- Fertőtlenítés forró levegővel

Egyéb laboratóriumi berendezések

- Sejtszámláló
- Homogenizátor
- Laboratóriumi rázógépek

Tudjon meg többet!



Termosztát szekrények

Főbb jellemzőik:

- Egy és két ajtós változatban 68 litertől 1365 literig
- Műanyag, alumínium vagy rozsdamentes acél belső
- Mesterséges levegőkeringtetés
- Hőmérséklet tartó fűtő-és hűtőrendszerek
- Automata leolvasztás
- 3 különböző hőmérséklet tartományban elérhető:
- +3...+40 °C / +3...50 °C / +3...60 °C
- LCD idő és hőmérséklet kijelző
- Mikroprocesszoros idő-és hőmérsékletvezérlő
- RS 232 interfész
- 3 felhasználói program megjegyzése
- Állítható késleltetett kezdés (1 perctől 99,59 óráig)
- A minimum, az átlag és a maximum hőmérsékletek rögzítése
- Túlmelegedést figyelő rendszer



ST2 Model

Akciós Ára: 285.000,-*

Lista Ár: 335.294,-

Model	ST1	ST2	ST5	ST500
Paraméter				
Úrtartalom (liter)	68	150	279	493
Hőmérséklet tartomány (°C)	+3...+40 (+50-ig vagy +60-ig, igény szerint)			
Hőmérséklet ingadozás +37°C-on	±0,2	±0,2	±0,3	±0,2
Polcok száma/ bővíthetősége	2/2	3/4	4/7	3/11

További termosztát szekrények elérhetőek a kiegészítő funkciókkal és egyéb kiegészítőkkal!!

*=az árak az árfolyam függvényében változhatnak,
az áfa-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák

9. oldal



Szárítószekrények

Főbb jellemzőik:

- Egy és két ajtós változatban, 15 litertől 1005 literig
- Rozsdamentes acél belső
- Mesterséges, vagy természetes levegőkeringtetés
- Porszórt, vagy rozsdamentes acél borítás
- Szabályozható ventilátor (0- 100%)
- SL 400-as, 750-es és 1000-es modellnél 10-100%-os fűtő rendszer (a szárítószekrényben lévő hőmérséklet nem eshet le a környező hőmérséklet alá)
- Az SL 750-es és SL 1000-es modellek kerékkel felszereltek



SLW 53 STD

Akciós Ára: 348.750,-*

Lista Ár: 410.294,-

Model	SL 15	SL 53	SL 240	SL 750
Paraméter				
Levegő keringetés	Nincs (SLN)	Választható (SLN/SLW)	Választható (SLN/SLW)	Mesterséges (SLW)
Úrtartalom (liter)	15	56	245	749
Hőmérséklet tartomány (°C)	+20°C ...+300°C			
Polcok száma/ bővíthetősége	1/2	2/5	3/10	5/16

További szárítószekrények elérhetőek a kiegészítő funkciókkal és egyéb kiegészítőkkal!!

*=az árak az árfolyam függvényében változhatnak, az áfa-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák

További kedvezmény!!

Ha március 31-ig rendel POL-EKO gyártású berendezést,
ingyenes szállítást biztosítunk!

Szárítószekrények

Termosztát szekrények

Laboratóriumi fagyasztók

Sterilizátorok

Termosztát ládák

Klíma kamra

POL-EKO
APARATURA

Homogenizátor

Inkubátorok

Laboratóriumi hűtők

Laboratóriumi rázógépek

**A további kedvezményes POL-EKO berendezésekről
kérjen bővebb tájékoztatást kollégáinktól.**

Akciónk 2011. március 31-ig érvényes!

11. oldal

ADAM

Akció

Egyedi év eleji akciónk keretében rendeljen ADAM mérleget és válasszon hozzá bármilyen tartozékot
20%-os kedvezménnyel!

Kompakt mérlegek 200g-tól akár 5kg-os kapacitásig

Típusok	Kapacitás	Pontosság	Serpenyőméret	Akciós ára HUF*
CQT 202	200g	0,01g	120 mm Ø	64.900,-
CQT 251	250g	0,1g	120 mm Ø	44.900,-
DCT 201	200g	0,1g	145 x 145 mm	34.900,-



Precíziós mérlegek 120g-tól akár 20kg-os kapacitásig

Típusok	Kapacitás	Pontosság	Serpenyőméret	Akciós ára HUF*
PGW 153e	150g	0,001g	140 x 140 mm	189.900,-
PGL 2002	2000g	0,01g	192 x 192 mm	154.900,-
HCB 302	300g	0,01g	120 mm Ø	99.900,-



*=az árak az árfolyam függvényében változhatnak,
az áfa-t nem tartalmazzák

AE ADAM

Akció

Labor mérlegek 1500g-tól akár 200kg-os kapacitásig

Típusok	Kapacitás	Pontosság	Serpenyőméret	Akciós ára HUF*
QBW 1500	1500g	0,5g	225 x 275 mm	64.900,-
LBK 12	12 kg	2g	250 x 180 mm	54.900,-
CBK 48	48 kg	2g	225 x 275 mm	99.900,-



Analitikai mérlegek 120g-tól akár 250g-os kapacitásig

Típusok	Kapacitás	Pontosság	Serpenyőméret	Akciós ára HUF*
PW 124	120g	0,0001g	90 mm Ø	245.280,-
PW 184	180g	0,0001g	90 mm Ø	268.640,-
PW 254	250g	0,0001g	90 mm Ø	327.040,-



További Adam termékek rendelhetőek

- Nedvesség vizsgáló
- Függő mérleg
- Árazó mérleg
- Mechanikus mérleg
- Érme számláló mérleg
- Platform mérleg

*=az árak az árfolyam függvényében változhatnak,
az áfa-t nem tartalmazzák

13. oldal

EE ADAM**Akció****Akciós Tartozékok**

- ADAM nyomtató
- Sűrűségmeghatározó kit
- Biztonsági zár és kábel
- Porvédő huzat
- Rezgésmentes asztal
- RS-232 kábel
- Szállításra alkalmas zárható táska (kompakt mérleghez)

- 20%

A további tartozékokról kérjen
tájékoztatást kollégáinktól.

Az akció március 31-ig érvényes!

ROCKER
洛科儀器股份有限公司



Rocker 300 DC Vákuum Pumpa

- . Max. teljesítményfelvétel: 35W
- . Max. áram fogyasztás(A): 3
- . Max. vákuum:
650mmHg=85.5kPa
- . Vákuum
0mmHg=26.3kPa;
24l/min=0.85CFM
200mmHg=26.3kPa;
17l/min=0.6CFM
400mmHg=52.6kPa;
10l/min=0.35CFM
500mmHg=65.8kPa;
6.0l/min=0.21CFM
- . Fordulatszám: 1800 rpm
- . Lóerő: 1/8MP
- . Pólusok száma: 4
- . Nettó súlya 3.5kg
- . Csatlakozó: 5/16"
- . Zajszint: 50Db

89.900,- Ft



Rocker 600 Nagy áramlási sebességű Vákuum Pumpa

- . Max. teljesítményfelvétel(W): 190
- . Max. áram fogyasztás(A): 1
- . Max. vákuum:
650Hgmm=85.5kPa
- . Vákuum
1. 0mmHg=0kPa
58 l/min=2.05CFM
200mmHg=26.3kPa
46 l/min=1.63CFM
300mmHg=39.47kPa
40 l/min=1.41CFM
400mmHg=52.6kPa
30 l/min=1.06CFM
500mmHg=65.8kPa
16 l/min=0.57CFM
600mmHg=78.95kPa
6 l/min=0.21CFM
- . Fordulatszám: 1450rpm
- . Lóerő: 4HP
- . Pólusok száma: 4
- . Nettó súlya 3.5kg
- . Csatlakozó: 5/16"
- . Zajszint: 52dB

115.500,- Ft



Rocker 440 Kompresszor

- . Max. teljesítményfelvétel(W): 125
- . Max. áram fogyasztás(A): 0.6
- . Max. vákuum:
60psi=4.2kg/cm=4.1bar
- . Vákuum
20 PSI
23 l/min=0.81CFM
30 PSI
18 l/min=0.64CFM
40 PSI
16 l/min=0.57CFM
- . Fordulatszám: 1400rpm
- . Lóerő: 1/6HP
- . Pólusok száma: 4
- . Nettó súlya 8.4kg
- . Csatlakozó: 5/16"
- . Zajszint: 50dB

155.900,- Ft

*=az árak az áfa-t nem tartalmazzák

Dragon



Hordozható gázégő család

- Elektronikus gyors begyújtás
- Magas, 1300°C hőfok
- Állítható láng
- Újra tölthető bután gázpalack

	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 300
Max. hőmérséklet	1300°C	1300°C	1300°C
Gáz kapacitás (g)	45	35	35
Biztonságizár	Igen	-	-
Méret (ma.xszé.xmé)	161x137x79mm	92x115x79mm	94x115x78mm
Súly	380	407	425

15. oldal



DEWAR edények a KGW-től

Henger alakú



Max. űrtartalom: 100 ml – 8000ml
LN2 tárolási ideje: 7 óra – 220 óra

*Már 30 000 Ft -tól**

Hordozható



Max. űrtartalom: 1 liter – 4 liter
LN2 tárolási ideje: 18 óra – 75 óra


*Már 40 000 Ft -tól **

Gömb belsejű



Max. űrtartalom: 1 liter – 10 liter
LN2 tárolási ideje: 5 óra – 16 óra

*Már 80 000 Ft -tól **



*=az árak az árfolyam függvényében változhatnak,
az áfa-t nem tartalmazzák



LAB-EX

Hírlevél

ANALITIKA 2011. I. szám

ÚJ PARTNERÜNK



Hudson, New Hampshire, USA www.teledyneleemanlabs.com

A Teledyne Leeman Labs 1981 óta az amerikai analitikai műszergyártók élvonalában folytatja tevékenységét, ügyfelek között tudhatnak számos nagyvállalatot és állami érdekeltségű szervezetet. Termékeik világszínvonalú technológiát képviselő spektrofotométerek és elemanalizátorok. 2011-től a cég kizárólagos magyarországi képviselője a LAB-EX Kft.

Prodigy High Dispersion ICP-OES

Spektrofotométer a legmagasabb szintű „Array detection” funkcióval, mely egyesíti a szilárd állapotú detektálást a Leeman féle nagy szórású „Echelle” spektrométerrel, biztosítva ezzel a legnagyobb hatékonyságot.



Prism Simultaneous ICP-OES

Kiemelkedő költséghatékonyságú, nagy teljesítményű spektrofotométer, beépített karbantartás-émlekeztetővel, teljes UV hullámhossz lefedettség 175-400 nm, választott látható hullámhosszokkal, radiális, axiális és duális konfigurációk, ideális QA/QC rendszer.



Profile Plus ICP-OES

Alacsony vételárú, nagy teljesítményű, PMT bázisú spektrofotométer a létező leggyorsabb szimultán plazmafigyeléssel, „On-Peak” csúcsintegráció a magas színvonalú pontosságért és precizitásért. Igény szerint konfigurálható axiális, radiális és duális megfigyeléssel, felhasználóbarát szoftverrel.



PlasmaPure Szervetlen Standardok

A legmagasabb szintű minőség-ellenőrzés – minden terméket a **Leeman Labs** állít elő, teljes körű lekövethetőséget biztosítva.

Műszaki tanácsadás - a **Leeman Labs** specialistáinak, vegyészeinek közvetlen elérésével és szakmai segítségnyújtással.



17. oldal

ÚJ PARTNERÜNK



Hudson, New Hampshire, USA www.teledyneleemanlabs.com



Prodigy Mobile-Lab A Hordozható Szimultán ICP-OES Spektrofotométer

Valós idejű fémanalízis a mintavétel helyszínén. Egyesíthető a gyors analízis lehetősége a helyszíni vizsgálattal, tényleges adatfeldolgozás és nyomon-követhetőség.

Környezetszennyezések, szennyvíz-kibocsátási határértékek ellenőrzése közvetlenül a helyszínen.



FuelPro – ICP OES Bioüzemanyag Analizátor

Komplett analitikai rendszer, melynek segítségével gyorsan és hatékonyan ellenőrizheti a bioüzemanyagok jogszabályban előírt minőségi megfelelését.

Jelenleg vizsgálandó elemek: Kálium, Kalcium, Magnézium, Foszfor és Kén, melyek köre bővíthet a jövőben. A FuelPro könnyedén adoptálja a bővülő alkalmazások lehetőségét.



TOVÁBBÁ: Olaj-analizátorok (ásványi- és étkezési olajok elemzése) Kopó/használt-fém analizátorok, nagy teljesítményű, nagy „áteresztésű” analízis, percenként 2 minta elemzése

Prodigy DC Arc Spektrofotométer

A tökéletes megoldás szilárd minták elemzésére. A mintákat természetes formájukban képes elemezni, szükségtelenné téve a feltárás, előkészítés gyakran hosszadalmas folyamatát.

Leggyakoribb minták: kerámia, üveg, fém-oxidok, hőálló porok (pl SiC), karbidok, geológiai-, nukleáris minták, talajminták, festékek stb.

A technológia nyújtotta előnyök:

- Vezetőképes és vezetőképtelen minták közvetlen elemzése,
- Alacsony kimutatási határok,
- Gyors kvantitatív, részlegesen kvantitatív és kvalitatív analízis,
- Teljes spektrum detektálása, elemi „ujjlenyomatok” kimutatása,
- Költséghatékony működtetés



Prodigy DC Arc



ÚJ PARTNERÜNK



Hudson, New Hampshire, USA www.teledyneleemanlabs.com




HIGANYANALIZÁTOROK

Ne elégedjen meg a szokványos Hg elemzéssel, válassza az analízis mesterét, válassza a **Teledyne Leeman Labs** analizátorait. Bemutatjuk a „Hydra” higanyanalizátor sorozatot!

HYDRA II AA Higanyanalizátor – Produktivitás és Teljesítmény

A készülék egyszerre nyújtja a szigorú normáknak megfelelő magasszintű teljesítményt, illetve a laboratóriumi munkában elengedhetetlen hatékony produktivitást. Trilliomod kimutatási határok, kivételes stabilitás, egyedi védelem.



HYDRA – C Higanyanalizátor – Analízis Egyszerűen

Belefáradt az időigényes mintafeltárásba? A HYDRA-C megszünteti a konvencionális technológiákból adódó összetett eljárásokat és szennyezési kockázatot. Teljesen automatizált műszer, mely alkalmas a szilárd vagy folyékony minták komplett elemzésére.

HYDRA AF Gold Plus Atomfluoreszcens Higanyanalizátor – PPT alatti Elemzéshez

Kétszintű, „ppt alatti – magas ppb” tartományban mozgó detektálás, EN-13506 és EN-12338 európai szabványoknak megfelelő technológia, „prescreen” funkcióval védett arany amalgamátorokkal.



HYDRA AF Higanyanalizátor

Teljesen automatizált, hideg gőzös atomfluoreszcens analizátor, kimutatási határok 0,1 ppt -től dinamikusan egészen 100 ppb közeli értéktartományban. EN-13506 európai szabvány megfelelés, analitikai igényekre tervezve.

HYDRA – C Appendix K Higanyanalizátor

A rendszer képes akár a széntüzelésű erőművek vagy cementégető kemencék higanykibocsátásának mérésére, ugyanúgy szemétegetők emissziójának vizsgálatára. CRF 40, 75 környezetvédelmi előírásoknak megfelelő. Appendix K (Szorbens csapda analízis módszer).





PHOTRON PTY. LTD.

LIGHTEN YOUR HORIZON

YOU ARE VIEWING OUR INTERNATIONAL WEBSITE



**AKCIÓ!!!
AKCIÓ!!!
PHOTRON LÁMPÁK
10-20-30, vagy akár
50%
KEDVEZMÉNNYEL!!**

„Single”-, és „Multi Element”vájtkatód lámpák széles választékban
2011-02-28-ig óriási kedvezménnyel kaphatók. Érdeklődjön munkatársunknál!

ÁLLÁSHIRDETÉS

A LAB-EX Kft. 1990-es alapítása óta az analitikai műszerek és általános laboratóriumi felszerelések piacának meghatározó szereplője. Azonnali belépéssel keresünk

ÉRTÉKESÍTÉSI SPECIALISTÁT

Analitikai műszerek és különleges laboratóriumi eszközök területre,
specifikusan: AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV/Vis, FT-IR, HPLC, GC, LC műszerek,
értékesítésére.

Elvárások:

- Vegyészmérnöki/analitikusi végzettség, vagy befejezés alatt álló tanulmányok;
- Jó kommunikációs készség, határozott megjelenés, pontosság;
 - Beható termékismeret;
 - Aktív angol nyelvtudás;
 - B kategóriás jogosítvány;
- Kapcsolattartásban szerzett tapasztalat előny

Amit nyújtunk:

- Több, mint versenyképes, teljesítményarányos juttatási csomag (alapbér+jutalék rendszer, cafeteria)
- Folyamatos képzés - szervezett tréningek itthon és külföldön;
 - Notebook, mobiltelefon
- Sikeres próbaidőt követően vállalati gépkocsi

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el önéletrajzát a gabor.nemeth@labex.hu címre, illetve érdeklődjön a +36-30-486-7255-ös telefonszámon